

オプション(対応表)

品名	型式	商品コード	価格(税抜)	WG252	WG1012	WG205	備考
① 架台	OA097	281333	¥86,000	●	-	●	W540×D660×H800mm キャスタ、アジャスタ付
② 殺菌灯	OA098	281334	¥95,000	●	-	-	蒸留水タンク組込一式(ご注文時取付)
③ 殺菌灯	OA099	281335	¥103,000	-	●	-	蒸留水タンク組込一式(ご注文時取付)
④ 採水ホースユニット	OA100	281336	¥19,000	-	-	●	メンブレンフィルタ、シリコンホース2m、マグネットフック付
⑤ 給水ホース用口金	OA101	281337	¥5,300	●	●	●	原水側:G1/2オスまたはウィットネジW26山20
⑥ 給水栓	OA102	281338	¥23,000	●	●	●	原水側:G1/2オスまたはRc1/2メスに接続
⑦ 給水栓(減圧弁付)	OA103	281339	¥41,000	●	●	●	【接続】同上
⑧ 排水トラップ	OA104	281340	¥189,000	●	●	●	排水温度が高温の場合に使用
⑨ 給水延長ホース(1m)	OA105	281341	¥6,300	●	●	●	標準の給水ホース2mを1m延長
⑩ 排水ホース(3m)	OA106	281342	¥5,300	●	●	●	標準のホース2mを取り外し交換
⑪ フットスイッチ	OA107	281343	¥40,000	●	●	-	コード長5m
⑫ 採水口カバー	OA108	281344	¥4,200	※	※	●	-
⑬ シャワーノズル	OA109	281345	¥7,400	●	●	-	-
⑭ イオン交換樹脂増設用ホース	OA110	281346	¥7,400	●	※	●	CPC-S増設時ホース
⑮ 純水デリバリーユニット	PW200	253135	¥313,000	●	●	●	蒸留水用送水ポンプ
⑯ ピュアライン	WL100H	253669	¥158,000	●	●	●	WL100+WG205/252/1012との接続部品
⑰ フィルタハウジング	OA111	281347	¥34,000	●	●	●	WL100の前段に取付けるフィルタ用
⑱ フィルタスタンド	OA112	281348	¥34,000	●	●	●	自立スタンド ハウジング2個まで取付可能
⑲ 外部警報出力	OA113	281351	¥32,000	●	-	-	通知・警報・異常の発生時に信号を出力(ご注文時取付)
⑲ 外部警報出力	OA114	281352	¥32,000	-	●	-	通知・警報・異常の発生時に信号を出力(ご注文時取付)


※ 標準装備

消耗品(対応表)

品名	型式	商品コード	価格(税抜)	WG252	WG1012	WG205
① メンブレンフィルタ(2個セット)	MFRL727	9020010004	¥13,000	●	●	●
② 前処理カートリッジ	PWF-1	253099	¥27,000	●	●	●
③ イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-S	253080	¥25,000	●	●	●
④ エアフィルタ	AVF-1(4210)	9020020001	¥2,800	-	-	●
⑤ エアイベントフィルタ	YAVF-1	LT00040430	¥20,000	●	●	-
⑥ 珪石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	¥2,700	●	●	●
⑦ プレフィルタ(ワイドカートリッジ)	SWPP-010-1	9020036001	¥2,600	●	●	●
⑧ 活性炭フィルタ	YAC-250	9020026002	¥8,400	●	●	●
⑨ 殺菌灯用UVランプ(交換用)	OWG28	253773	¥31,000	●	●	-



① 架台



④ 採水ホースユニット



⑦ 給水栓(減圧弁付)



⑫ 採水口カバー



⑮ 純水デリバリーユニット



⑯ ピュアライン



⑰⑱ フィルタハウジング/スタンド



① メンブレンフィルタ



② 前処理カートリッジ



③ イオン交換樹脂カートリッジ

Q&A

Q

以前使用していたオートスチルは、蒸留水の製造量が1.8L/hだったのですが、本機種は1.5L/hと少なくなっています。理由を教えてください。

従来機では蒸留水の製造量を優先して1.4kwのヒータを採用していましたが、一次側の電圧上昇時に15A以上の電流が流れることがございました。当社としては安心・安全を最優先に考え、設計変更を行い電圧上昇時にも15A以上の電流が流れない構造に改善した結果、製造量が少なくなりました。

● オートスチルはヤマト科学の登録商標です。

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

● 仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。● 価格には、消費税が含まれておりません。● 記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889



科学技術の進歩・発展のために

ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

● 携帯電話からは 0570-064-525

● 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

● メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No:202204AT(2)P

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 北関東 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085
 東京 (03)5548-7126 東京北 (03)5939-4761 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 北京 廣州 西安
 長野 (026)291-6001 静岡 (054)288-9025 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112 重慶 上海
 広島 (082)221-0921 山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550 東莞 ケルン

Copyright © Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

<海外拠点>

サンフランシスコ 重慶 上海
北京 廣州 西安
東莞 ケルン

このカタログの記載内容は2022年4月現在のものです。