

Autoclaves

大型オートクレーブ (ラボ用)

HVA-85LB/110LB (ラボ用)

使用温度範囲 105~128℃ (85LB型)、105~123℃ (110LB型) 内容積 78ℓ (85LB型)、85ℓ (110LB型)

優れたコストパフォーマンス

強制冷却装置を標準装備。高い基本性能を備えながら、高いコストパフォーマンスを実現しています。容量は85ℓと110ℓの2種類をご用意しています。

エレクトロ・メカニカルロックシステム

ワンタッチレバーでフタの開閉が簡単確実に行えます。圧力シール方法による安全対策も施しています。(特許取得)

ダブルインターロック機構

滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックします。停電や手動で途中停止した場合^{*1}でもロック状態を維持します。

強制冷却装置

滅菌終了後、強制冷却し圧力を落とします。滅菌後の取り出し時間を短縮できます。

メモリー機能

コースごとに設定した内容を登録できます。

培地を凝固させない保温機能

オートカット「OFF」機能^{*2}

^{*1}1.停止及び手動停止後もインターロック機構は機能しています。
^{*2}2.30分以上の場合

見やすく分かりやすいディスプレイ



進行状況がひと目で分かる現在の工程を点滅表示。また選択したコースもディスプレイに表示されます。



78ℓ
HVA-85LB型

85ℓ
HVA-110LB型

仕様

商品コード	HVA85LB	HVA110LB
型式	HVA-85LB	HVA-110LB
種別/方式	ラボ用/自動高圧蒸気滅菌	
滅菌温度範囲	105~128℃ 可変式	105~123℃ 可変式
滅菌タイマ	1~250分 残時間表示方式	
保温温度範囲	45~80℃ 可変式	
保温タイマ	20時間(固定)	
選択コース	3コース・3メモリ(液体滅菌(保温)・器具滅菌)	
冷却ファン	P-O(自然冷却)を除く全ての冷却工程において動作	
排気ボトル(満水時)	3.4ℓ内蔵式	
安全弁動作圧力	0.196MPa	0.157MPa
温度計	5~130℃	5~125℃
圧力計	0~0.4MPa	
安全・警報装置	圧力安全弁・漏電ブレーカ・空焚防止装置・エラー表示(空焚・温度センサ断線・過温・過冷・過圧・ヒータ異常・開閉レバーロック異常)	
圧力容器の種類	小型圧力容器	
缶体材質	ステンレス(SUS304)	
外寸法	幅667×奥行652×高さ1011mm	幅667×奥行652×高さ1191mm
缶体寸法/内容積	内径420×高さ615mm/85ℓ	内径420×高さ795mm/110ℓ
重さ	約78kg	約85kg
電源(50/60Hz)	単相 AC200 15A(3.0kW)	単相 AC200 20A(4.0kW)
付属品	スノコ・排水ホース・排気ホース・排気ボトル・ドレン回収ボトル・キャストスタップ(2個)・インシュロック	
価格	¥700,000	¥742,000

上記HVA-85LB/110LBは医療用機器ではありません。

HVA型オプション



① ステンレス製丸型金網カゴ
② ステンレス製丸型金網カゴ
③ ステンレス製滅菌缶(穴無し)
④ ステンレス製滅菌缶(穴無し)
⑤ ステンレス製滅菌缶(穴有り)
⑥ ステンレス製滅菌缶(穴有り)

No.	品名	内寸法	対応機種	商品コード	価格
①	ステンレス製丸型金網カゴ	φ380×高さ285mm	HVA-85LB/85	HVA08501	¥23,000
②	ステンレス製丸型金網カゴ	φ380×高さ375mm	HVA110LB/110	HVA11001	¥27,000
③	ステンレス製滅菌缶(穴無し)	φ390×高さ285mm	HVA-85LB/85	HVA08502	¥31,000
④	ステンレス製滅菌缶(穴無し)	φ390×高さ375mm	HVA110LB/110	HVA11002	¥36,000
⑤	ステンレス製滅菌缶(穴有り)	φ390×高さ285mm	HVA-85LB/85	HVA08503	¥38,600
⑥	ステンレス製滅菌缶(穴有り)	φ390×高さ375mm	HVA110LB/110	HVA11003	¥44,400

注意 ●引火性、爆発性のあるガス雰囲気中での使用禁止です。
●爆発性、可燃性物質は使用しないで下さい。
●高温部分をさわらないで下さい。
本製品をご使用の際は取扱説明書注意事項をご理解いただき正しくご使用下さい。

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。