

LCシリーズ

サイド実験台

LFC型(ユーティリティブリッジ・スチール棚付きタイプ)

■共通仕様


- 甲板(トレスパ20mm)
- 本体(スチール製、粉体塗装仕上げ、アジャスタ付き)
- ユーティリティブリッジ(スチール製、粉体塗装仕上げ)
- スチール棚(スチール製、粉体塗装仕上げ)



LFC3-N307T型

形状	商品コード	型式	外寸法 (mm)			重さ (約kg)	カートユニット
			間口	奥行	高さ		
LFC型	A002948	LFC-N97T	900	750	850/1,930	137	なし
	A002949	LFC-N127T	1,200			161	
	A002950	LFC-N157T	1,500			185	
	A002951	LFC-N187T	1,800			241	
	A002952	LFC-N247T	2,400			300	
	A002953	LFC-N307T	3,000			348	
引出しユニット付き LFC2型	A002954	LFC2-N97T	900	750	850/1,930	143	なし
	A002955	LFC2-N127T	1,200			168	
	A002956	LFC2-N157T	1,500			194	
	A002957	LFC2-N187T	1,800			253	
	A002958	LFC2-N247T	2,400			315	
	A002959	LFC2-N307T	3,000			366	
引出しユニット/カートユニット付き LFC3型	A002960	LFC3-N97T	900	750	850/1,930	167	1C×1
	A002961	LFC3-N127T	1,200			218	1C×1,2C×1
	A002962	LFC3-N157T	1,500			243	1C×1,2C×1
	A002963	LFC3-N187T	1,800			303	1C×1,2C×1
	A002964	LFC3-N247T	2,400			365	1C×1,2C×1
	A002965	LFC3-N307T	3,000			416	1C×1,2C×1

寸法図(mm)



コーナー実験台

LFP型


■共通仕様

- 甲板(トレスパ20mm)
- 本体(スチール製、粉体塗装仕上げ、アジャスタ付き)



LFP-N97T型

寸法図(mm)



形状	商品コード	型式	外寸法 (mm)			重さ (約kg)	カートユニット
			間口	奥行	高さ		
LFP型	A002966	LFP-N97T	950	950	850	71	なし

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。