

Table, Side, Shelves

サイド実験台 (スチール製) ・ スチール試薬棚

Sシリーズ

スチールコーナー台


SFP型

型式 (□に甲板を選定)	商品コード			外寸法(mm)			重さ (約kg)
	ケミトップ紺(CN)	ケミトップ黒(CB)	ケミサーフ黒(K)	間口	奥行	高さ	
SFP-97□	A001427CN	A001427CB	A001427K	950	950	850	57

仕様

甲板	ケミトップ紺(CN)、ケミトップ黒(CB)、ケミサーフ黒(K) 型式の□部分にCN、CB、Kのいずれかをご指定ください。
本体	角形鋼管50×30×1.6t(mm) 粉体塗装仕上げ アジャスタ付き

寸法図(mm)



SFP-97K型


スチール試薬棚

SRA/SRB型

商品コード	型式	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重さ(約kg)	備考
A001373	SRA-123	1,200	300	1,080	32	中央実験台用
A001374	SRA-153	1,500			36	
A001375	SRA-183	1,800			42	
A001376	SRB-122	1,200	200	1,080	31	サイド実験台用
A001377	SRB-152	1,500			35	
A001378	SRB-182	1,800			44	

本体：スチール製、粉体塗装仕上げ
棚耐荷重：20kg/段

寸法図(mm)



SRA-153型


スチール試薬棚 (ガラス戸付き)

SRD/SRE型

商品コード	型式	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重さ(約kg)	備考
A001440	SRD-123	1,200	300	1,080	48	中央実験台用
A001441	SRD-153	1,500			56	
A001442	SRD-183	1,800			64	
A001449	SRE-122	1,200	200	1,080	38	サイド実験台用
A001450	SRE-152	1,500			44	
A001451	SRE-182	1,800			50	

本体：スチール製、粉体塗装仕上げ
ガラス：強化ガラス 3mm
棚耐荷重：20kg/段

寸法図(mm)



SRD-153型


スチール試薬棚 (ガラス戸+蛍光灯付き)

SRF/SRG型

商品コード	型式	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重さ(約kg)	備考
A001443	SRF-123	1,200	300	1,080	52	中央実験台用
A001444	SRF-153	1,500			60	
A001445	SRF-183	1,800			69	
A001452	SRG-122	1,200	200	1,080	40	サイド実験台用
A001453	SRG-152	1,500			47	
A001454	SRG-182	1,800			53	

本体：スチール製、粉体塗装仕上げ
ガラス：強化ガラス 3mm
照明：蛍光灯20W1灯 2個(中央実験台用)、20W1灯 1個(サイド実験台用)
棚耐荷重：20kg/段

寸法図(mm)



SRF-153型


スチール試薬棚 (ワイド棚板付き)

SRH/SRJ型

商品コード	型式	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重さ(約kg)	備考
A001446	SRH-123	1,200	300	1,080	37	中央実験台用
A001447	SRH-153	1,500			42	
A001448	SRH-183	1,800			47	
A001455	SRJ-122	1,200	200	1,080	33	サイド実験台用
A001456	SRJ-152	1,500			38	
A001457	SRJ-182	1,800			43	

本体：スチール製、粉体塗装仕上げ
棚耐荷重：20kg/段

寸法図(mm)



SRH-153型

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。