

Liquid Chromatography, Mass Spectrometry System for Table

# LC/MS台

## LC/MS台

### LC/MS台

#### LMA型


- 耐荷重300kg/スパンでLC/MSなどの分析機器を搭載することが可能です。
- 廃溶媒収納庫、ポンプ収納庫を収納可能です。
- 搭載する分析機器の落下防止のためベルトで固定できるように甲板上にベルト固定穴が標準加工されています。
- 排気ダクトを追加し、排気を取ることも可能です。ユニットの収納場所等をフレキシブルに対応可能です(特注対応)。
- 搭載した分析機器の廃液を下部に収納した廃溶媒収納庫へ回収できるように甲板上にチューブ貫通用穴を標準装備しています。



LMA-157T型

#### ■ 共通仕様

- 甲板(トレスパ 20mm)
- 本体 角形鋼管60×60×1.6t (mm)  
粉体塗装仕上げ
- 耐荷重 : 300kg / スパン




商品コード	型 式	外寸法 (mm)			重さ (約kg)
		間口	奥行	高さ	
A001294	LMA-157T	1,500	750	800	104
A001295	LMA-187T	1,800	750	800	118
A001296	LMA-159T	1,500	900	800	112
A001297	LMA-189T	1,800	900	800	126

### 特注対応例



- 分析機器を搭載した設置例です。固定ベルトで分析機器を固定することが可能です。



- 分析機器に応じて穴とフタの位置や数量が変更可能です。別途ご相談ください。

### ポンプ収納庫

#### LMP型

- 真空ポンプを収納することにより運転音を低減します。
- 可動式パレットにより収納した真空ポンプの引出しが容易です。
- 排気ファンを取り付けることにより熱排気も可能です(特注対応)。

#### ■ 仕様

- 本体  
冷間圧延鋼板  
粉体塗装仕上げ
- 内装  
消音材(グラスウール)50t
- 可動式パレット耐荷重 : 120kg

商品コード	型 式	外寸法 (mm)			重さ (約kg)
		間口	奥行	高さ	
A001298	LMP-90	900	550	710	38



LMP-90型

### 廃溶媒収納庫

#### LMS型

- LC/MS台専用の廃溶媒収納庫です。
- 排気ダクトと組合せて廃溶媒の臭気を排気することも可能です。
- 10ℓ用のポリタンクが2基収納可能です。(ポリタンクは本体に含みません)

#### ■ 仕様

- 本体  
冷間圧延鋼板  
粉体塗装仕上げ
- 耐荷重 : 40kg

商品コード	型 式	外寸法 (mm)			重さ (約kg)
		間口	奥行	高さ	
A001299	LMS-41	410	450	600	20



LMS-41型

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。