

Table, Side

サイド実験台(木製)

Tシリーズ

サイド実験台

TFA型(フラット形 開き戸)

■ 共通仕様

● 外寸法(mm) 奥行750×高さ800

型 式 (□に甲板を選定)	商品コード			間 口 (mm)	重さ (約kg)
	ケミトップ 紺(CN)	ケミトップ 黒(CB)	ケミサーフ 黒(K)		
TFA-N47□	A002238CN	A002238CB	A002238K	450	36
TFA-N67□	A002239CN	A002239CB	A002239K	600	43
TFA-N97□	A002240CN	A002240CB	A002240K	900	60
TFA-N127□	A002241CN	A002241CB	A002241K	1,200	73
TFA-N157□	A002242CN	A002242CB	A002242K	1,500	95
TFA-N187□	A002243CN	A002243CB	A002243K	1,800	112
TFA-N247□	A002244CN	A002244CB	A002244K	2,400	139
TFA-N307□	A002245CN	A002245CB	A002245K	3,000	176



TFA-N127CN型

サイド実験台

TFB型(ケコミ形 開き戸)

■ 共通仕様

● 外寸法(mm) 奥行750×高さ800

型 式 (□に甲板を選定)	商品コード			間 口 (mm)	重さ (約kg)
	ケミトップ 紺(CN)	ケミトップ 黒(CB)	ケミサーフ 黒(K)		
TFB-N47□	A002246CN	A002246CB	A002246K	450	34
TFB-N67□	A002247CN	A002247CB	A002247K	600	41
TFB-N97□	A002248CN	A002248CB	A002248K	900	58
TFB-N127□	A002249CN	A002249CB	A002249K	1,200	72
TFB-N157□	A002250CN	A002250CB	A002250K	1,500	93
TFB-N187□	A002251CN	A002251CB	A002251K	1,800	111
TFB-N247□	A002252CN	A002252CB	A002252K	2,400	139
TFB-N307□	A002253CN	A002253CB	A002253K	3,000	176




TFB-N127CN型


寸法図(mm)

■ TFA/TFB型


N47□/N67□




N97□/N127□




N157□




TFA型側面図




TFB型側面図



N187□/N247□



N307□



システム
エンジニアリング

ヒュームフード

粉体封じ込め
システム

給排気システム

⑤ 実験台

保管・カート・
実験台用付属器具

環境制御
施設

オフィス
チャージャー

技術資料

● 甲板は、ケミトップ紺(CN)、ケミトップ黒(CB)、ケミサーフ黒(K)より選定してください。型式の□部分にCN、CB、Kのいずれかをご指定ください。
● 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。