

Table, Side

サイド実験台 (木製)

Tシリーズ

サイド実験台

TFP型 (パリュー形 取納棚)


■ 共通仕様

- 外寸法 (mm) 奥行750×高さ800



TFP-N247CN型

寸法図 (mm)



型 式 (□に甲板を選定)	商品コード			間 口 (mm)	重 量 (約kg)
	ケミトップ 紺 (CN)	ケミトップ 黒 (CB)	ケミサーフ 黒 (K)		
TFP-N157□	A002320CN	A002320CB	A002320K	1,500	66
TFP-N187□	A002321CN	A002321CB	A002321K	1,800	77
TFP-N247□	A002322CN	A002322CB	A002322K	2,400	97

サイド実験台

TFQ型 (ケコミ形 引出し、開き戸、スポットシンク付き)


■ 共通仕様

- 流し (サッカー用流し 2個)
- 水栓 (1方口 4個)
- 外寸法 (mm) 奥行750×高さ800



TFQ-N247CN型

寸法図 (mm)



型 式 (□に甲板を選定)	商品コード			間 口 (mm)	重 量 (約kg)
	ケミトップ 紺 (CN)	ケミトップ 黒 (CB)	ケミサーフ 黒 (K)		
TFQ-N247□	A002323CN	A002323CB	A002323K	2,400	163
TFQ-N307□	A002324CN	A002324CB	A002324K	3,000	200


コーナー実験台

TFR型

■ 共通仕様

- 外寸法 (mm) 高さ800

寸法図 (mm)



TFR-N97CN型

型 式 (□に甲板を選定)	商品コード			間 口 (mm)	奥 行 (mm)	重 量 (約kg)
	ケミトップ 紺 (CN)	ケミトップ 黒 (CB)	ケミサーフ 黒 (K)			
TFR-N97□	A002325CN	A002325CB	A002325K	950	950	55
TFR-N129□	A002326CN	A002326CB	A002326K	1,200	1,200	77

● 甲板は、ケミトップ 紺 (CN)、ケミトップ 黒 (CB)、ケミサーフ 黒 (K) より選定してください。型式の口部分にCN、CB、Kのいずれかをご指定ください。

システム
エンジニアリング

ヒュームフード

粉体封じ込み
システム

給排気システム

⑤ 実験台

保管・カート・
実験台用付属器具

環境制御
実験施設

オフィス
チャージャー

技術資料