

薬品器具戸棚


P/Tシリーズ

薬品器具戸棚(木製)

TLA-H型(ガラス引違い戸2段、引出し、開き戸)

■共通仕様

- 本体 木製
- 落下防止パイプ付き
- 外寸法(mm) 高さ2,400
- 耐荷重 可動棚:10kg/段
引出し:15kg/杯



型式 (□に甲板を選定)	商品コード			間口 (mm)	奥行 (mm)	重さ (約kg)
	ケミトップ 紺(CN)	ケミトップ 黒(CB)	ケミサーフ 黒(K)			
TLA-N95□H	A002443CN	A002443CB	A002443K	900	400/500	148
TLA-N125□H	A002444CN	A002444CB	A002444K	1,200		194
TLA-N155□H	A002445CN	A002445CB	A002445K	1,500		238
TLA-N185□H	A002446CN	A002446CB	A002446K	1,800		299




TLA-N155CNH型

薬品器具戸棚(木製)

TLB型(ガラス引違い戸、引出し)

■共通仕様

- 本体 木製
- 落下防止パイプ付き
- 外寸法(mm) 高さ1,800
- 耐荷重 可動棚:10kg/段
引出し:15kg/杯



型式 (□に甲板を選定)	商品コード			間口 (mm)	奥行 (mm)	重さ (約kg)
	ケミトップ 紺(CN)	ケミトップ 黒(CB)	ケミサーフ 黒(K)			
TLB-N95□	A002429CN	A002429CB	A002429K	900	400/500	124
TLB-N125□	A002430CN	A002430CB	A002430K	1,200		158
TLB-N155□	A002431CN	A002431CB	A002431K	1,500		199
TLB-N185□	A002432CN	A002432CB	A002432K	1,800	251	
TLB-N97□	A002438CN	A002438CB	A002438K	900	400/750	134
TLB-N127□	A002439CN	A002439CB	A002439K	1,200		169
TLB-N157□	A002440CN	A002440CB	A002440K	1,500		208
TLB-N187□	A002441CN	A002441CB	A002441K	1,800		261




TLB-N155CN型

薬品器具戸棚(木製)

TLB-H型(ガラス引違い戸2段、引出し)

■共通仕様

- 本体 木製
- 落下防止パイプ付き
- 外寸法(mm) 高さ2,400
- 耐荷重 可動棚:10kg/段
引出し:15kg/杯



型式 (□に甲板を選定)	商品コード			間口 (mm)	奥行 (mm)	重さ (約kg)
	ケミトップ 紺(CN)	ケミトップ 黒(CB)	ケミサーフ 黒(K)			
TLB-N95□H	A002447CN	A002447CB	A002447K	900	400/500	166
TLB-N125□H	A002448CN	A002448CB	A002448K	1,200		213
TLB-N155□H	A002449CN	A002449CB	A002449K	1,500		263
TLB-N185□H	A002450CN	A002450CB	A002450K	1,800		335



TLB-N155CNH型

●甲板は、ケミトップ 紺(CN)、ケミトップ 黒(CB)、ケミサーフ 黒(K)より選定してください。型式の□部分にCN、CB、Kのいずれかをご指定ください。
●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。