

Sinks

# 流し台

## P/Tシリーズ

### 流し台

TSA型(1槽形)




TSA-N157型

■ 共通仕様

- 水栓 3方口1個
- 流し有効寸法(mm) 深さ200
- 外寸法(mm) 高さ800(総高さ930)

寸法図(mm)



商品コード	型式	間口(mm)	奥行(mm)	流し有効間口(mm)	流し有効奥行(mm)	重さ(約kg)
A002330	TSA-N67	600	750	530	560	49
A002331	TSA-N97	900		830		58
A002332	TSA-N127	1,200		1,130		67
A002333	TSA-N157	1,500		1,430		76
A002334	TSA-N187	1,800		1,730		85
A002368	TSA-N126	1,200	600	1,130	410	61
A002369	TSA-N156	1,500		1,430		71

### 流し台

TSB型(両水切り形)




TSB-N157型

■ 共通仕様

- 水栓 3方口1個
- 流し有効寸法(mm) 深さ200
- 外寸法(mm) 高さ800(総高さ930)

寸法図(mm)



商品コード	型式	間口(mm)	奥行(mm)	流し有効間口(mm)	流し有効奥行(mm)	重さ(約kg)
A002335	TSB-N127	1,200	750	530	560	65
A002336	TSB-N157	1,500		630		73
A002337	TSB-N187	1,800		930		83
A002370	TSB-N126	1,200	600	530	410	59
A002371	TSB-N156	1,500		630		68

### 流し台

TSC型(2槽形)




TSC-N157型

■ 共通仕様

- 水栓 3方口1個 1方口1個
- 流し有効寸法(mm)
  - [小] 間口400×奥行560×深さ400
  - [大] 奥行560×深さ200
- 外寸法(mm) 奥行750×高さ800(総高さ930)

寸法図(mm)



商品コード	型式	間口(mm)	大流し有効間口(mm)	重さ(約kg)
A002338	TSC-N127	1,200	695	73
A002339	TSC-N157	1,500	995	82
A002340	TSC-N187	1,800	1,295	91

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

システム  
エンジンアリング

ヒュームフード

粉体封じ込め  
システム

給排気システム

⑤実験台

保管・カート・  
実験台用付属器具

環境制御  
実験施設

オフィス  
チャージャー

技術資料