

Work Benches

作業台

P/Tシリーズ

作業台

TWA型(本体：木製) (基本形)



TWA-N157CN型

■ 共通仕様

- 外寸法 (mm) 奥行750×高さ800
- 本体耐荷重 100kg/m²



TWA2-N157CN型

■ 共通仕様

- 外寸法 (mm) 奥行750×高さ800
- 本体耐荷重 100kg/m²



TWA3-N157CN型

■ 共通仕様

- 外寸法 (mm) 高さ800
- 本体耐荷重 100kg/m²
- 引出し耐荷重 15kg/杯



TWA4-N157CN型

■ 共通仕様

- 外寸法 (mm) 奥行750×高さ800
- 本体耐荷重 100kg/m²
- 引出し耐荷重 15kg/杯
- 棚耐荷重 20kg/段

システム
エンジンアライング

ヒュームフード

粉体封じ込め
システム

給排気システム


⑤ 実験台

保管・カート・
実験台用付属器具

環境制御
実験施設御

オフィス
チャージャー


技術資料



| 型式 (□に甲板を選定) | 商品コード | | | 間口 (mm) | 重さ (約kg) |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | ケミトップ 紺(CN) | ケミトップ 黒(CB) | ケミサーフ 黒(K) | | |
| TWA-N127□ | A002388CN | A002388CB | A002388K | 1,200 | 50 |
| TWA-N157□ | A002389CN | A002389CB | A002389K | 1,500 | 64 |
| TWA-N187□ | A002390CN | A002390CB | A002390K | 1,800 | 73 |
| TWA-N247□ | A002391CN | A002391CB | A002391K | 2,400 | 99 |

作業台


TWA2型(本体：木製) (棚板付き)



| 型式 (□に甲板を選定) | 商品コード | | | 間口 (mm) | 重さ (約kg) |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | ケミトップ 紺(CN) | ケミトップ 黒(CB) | ケミサーフ 黒(K) | | |
| TWA2-N127□ | A002392CN | A002392CB | A002392K | 1,200 | 51 |
| TWA2-N157□ | A002393CN | A002393CB | A002393K | 1,500 | 65 |
| TWA2-N187□ | A002394CN | A002394CB | A002394K | 1,800 | 76 |
| TWA2-N247□ | A002395CN | A002395CB | A002395K | 2,400 | 102 |

作業台


TWA3型(本体：木製) (片面引出し付き)



| 型式 (□に甲板を選定) | 商品コード | | | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 重さ (約kg) |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | ケミトップ 紺(CN) | ケミトップ 黒(CB) | ケミサーフ 黒(K) | | | |
| TWA3-N127□ | A002396CN | A002396CB | A002396K | 1,200 | 750 | 57 |
| TWA3-N157□ | A002397CN | A002397CB | A002397K | 1,500 | | 71 |
| TWA3-N187□ | A002398CN | A002398CB | A002398K | 1,800 | | 79 |
| TWA3-N247□ | A002399CN | A002399CB | A002399K | 2,400 | 900 | 105 |
| TWA3-N129□ | A002400CN | A002400CB | A002400K | 1,200 | | 61 |
| TWA3-N159□ | A002401CN | A002401CB | A002401K | 1,500 | | 76 |
| TWA3-N189□ | A002402CN | A002402CB | A002402K | 1,800 | | 88 |
| TWA3-N249□ | A002403CN | A002403CB | A002403K | 2,400 | 120 | |

作業台

TWA4型(本体：木製) (片面引出し、棚板付き)



| 型式 (□に甲板を選定) | 商品コード | | | 間口 (mm) | 重さ (約kg) |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | ケミトップ 紺(CN) | ケミトップ 黒(CB) | ケミサーフ 黒(K) | | |
| TWA4-N127□ | A002404CN | A002404CB | A002404K | 1,200 | 58 |
| TWA4-N157□ | A002405CN | A002405CB | A002405K | 1,500 | 72 |
| TWA4-N187□ | A002406CN | A002406CB | A002406K | 1,800 | 83 |
| TWA4-N247□ | A002407CN | A002407CB | A002407K | 2,400 | 109 |

- 甲板は、ケミトップ 紺(CN)、ケミトップ 黒(CB)、ケミサーフ 黒(K)より選定してください。型式の□部分にCN、CB、Kのいずれかをご指定ください。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。