

Shelves

ユニット棚 (スチール製)

NMR

ユニット棚 NMR型

■ユニット棚 NMR型

商品コード	型式	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重さ(約kg)	
114240	NMR-90A-12	884	300	1,202	20	
114241	NMR-90B-12		450	1,202	25	
114242	NMR-90C-12		600	1,202	33	
114243	NMR-90A-18		300	1,802	23	
114244	NMR-90B-18		450	1,802	28	
114245	NMR-90C-18		600	1,802	36	
114246	NMR-90A-21	884	300	2,102	24	
114247	NMR-90B-21		450	2,102	29	
114248	NMR-90C-21		600	2,102	37	
114249	NMR-90A-24		300	2,402	25	
114250	NMR-90B-24		450	2,402	30	
114251	NMR-90C-24		600	2,402	39	
114252	NMR-120A-18	1,200	300	1,802	28	
114253	NMR-120B-18		450	1,802	40	
114254	NMR-120C-18		600	1,802	47	
114255	NMR-120A-21		300	2,102	30	
114256	NMR-120B-21		450	2,102	41	
114257	NMR-120C-21		600	2,102	48	
114258	NMR-120A-24	1,200	300	2,402	31	
114259	NMR-120B-24		450	2,402	42	
114260	NMR-120C-24		600	2,402	49	
114261	NMR-180A-12		1,800	300	1,202	45
114262	NMR-180B-12			450	1,202	57
114263	NMR-180C-12			600	1,202	70
114264	NMR-180A-18	300		1,802	47	
114265	NMR-180B-18	450		1,802	59	
114266	NMR-180C-18	600		1,802	72	
114267	NMR-180A-21	1,800	300	2,102	49	
114268	NMR-180B-21		450	2,102	60	
114269	NMR-180C-21		600	2,102	74	
114270	NMR-180A-24		300	2,402	50	
114271	NMR-180B-24		450	2,402	62	
114272	NMR-180C-24		600	2,402	75	

- 標準品は各型式とも棚板6枚で構成されています。(天地含む)
- 各型式とも棚板が4, 8, 9枚で構成されるものがオプションとして規格化されています。
ご照会の際は、例えば棚板8枚の場合には、型式の末尾にNMR-90A-12-8とご指示ください。



NMR型

Racks

ラック (ステンレス製)

SMR

ラック SMR型

■仕様(材質：オールステンレス鋼SUS304 棚板：天地共4段 アジャスター付き)

商品コード	141601	141602	141603	141604
型式	SMR-90	SMR-120	SMR-150	SMR-180
間口(mm)	900	1,200	1,500	1,800
奥行(mm)	600	600	600	600
高さ(mm)	1,800	1,800	1,800	1,800
重さ(約kg)	47	56	65	74



SMR-150型

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

システム
エンジニアリング

ヒュームフード

粉体封じ込め
システム

給排気システム

実験台

⑥保管・カート・
実験台用付属器具

環境制御
実験施設

オフィス
チャージャー

技術資料